



LAMPA BIOPTRON

DZIAŁANIE ŚWIATŁA SPOLARYZOWANEGO

Światło Bioptron działa biostymulująco na komórki ludzkiego organizmu w efekcie wzmacnia układ odpornościowy, uruchamiane zostają procesy regeneracyjne stanów chorobowych i urazów. Działając na skórę, stymuluje światłoczułe struktury wewnątrzkomórkowe oraz biocząsteczki. W wyniku reakcji biochemicznych terapia światłem Bioptron stymuluje i moduluje procesy samoleczenia, co daje następujące efekty terapeutyczne:

- przeciwbólowy, nawet w chorobach chronicznych,
- wzrost odporności, przyspieszenie procesów przemiany materii,
- przeciwzapalny, niezależnie od miejsca,
- przyspieszenie gojenia się ran i innych uszkodzeń skóry.

Na nasz organizm ogromny wpływ ma poziom takich hormonów jak serotonina i melatonina, których ilość uzależniona jest od pory dnia, czy roku. Spolaryzowane światło dostarcza organizmowi niezbędną do prawidłowego funkcjonowania dawkę światła, pozbawionego niebezpiecznego promieniowania UV. Charakterystyczne dla światła są jego spolaryzowanie, niska energia, polichromatyczność oraz niespójność. Wnika w głąb od 4 do 40 mm. Stosuje się serię naświetlań na daną lub kilka okolic ciała, codziennie lub co drugi dzień.

CZAS ZABIEGU: 5 - 10 min

WSKAZANIA

- Nerwobóle
- Mięśniobóle
- Pourazowe zespoły bólowe narządu ruchu
- Odmrożenia
- Przewlekła
- Trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry
- Przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich
- Naciągnięcia mięśni, krwiaki tkanki miękkich, zapalenia ścięgien
- Wrzody, oparzenia, przeszczepy skóry, rany cukrzycowe i pooperacyjne

- Bóle reumatyczne, ostre zapalenia stawów, bóle kręgosłupa, artretyzm
- Schorzenia skóry związane z infekcjami i uczuleniami, łuszczyca, różne odmiany opryszczki
- Wydatnie poprawia kondycję skóry, uzupełniające działanie kremów i maseczek kosmetycznych

PRZECIWSKAZANIA

- Skłonność do krwawień
- Terapia lekami światłouczulającymi
- Nadwrażliwość skóry na światło